

PRODUKTDATABLAD

HEINE GAMMA – G7/G5/GP, manchet med 1 slange

HEINE enkanalsmanchet i et dobbeltsyet og slidstærkt materiale, der kan tåle vask.

Er nummeret med talstørrelse samt piktogram og har index markering, så manchetten let placeres korrekt.

Slangen er ekstra tyk og meget fleksibel, hvilket sikrer lang holdbarhed.

Manchetten er latexfri og leveres komplet med oppumpningsblære.

Passer til blodtryksmålerne HEINE GAMMA G5/G7/GP.



Indholdsstoffer/materiale: Polyester, polyamide, PVC

PVC/ftalater: Ja/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Opbevaring: Tørt ved stuetemperatur og væk fra direkte sollys

Holdbarhed: -

Bortskaffelse af vare: Bortskaffes i henhold til lokale regler

Bemærkning: -

2054-0021-01 / 31.05.2016

PRODUKTDATABLAD

HEINE GAMMA – G7/G5/GP, manchet med 1 slange

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Ref. nr.
6050016	HEINE GAMMA	G7/G5/GP, manchet små børn	Omkreds 8-13 cm	M-000.09.700
6050018	HEINE GAMMA	G7/G5/GP, manchet barn, med 1 slange	Omkreds 13-20 cm	M-000.09.702
6050019	HEINE GAMMA	G7/G5/GP, velcro manchet, 1 slange	Omkreds 20-29 cm	M-000.09.704
6050020	HEINE GAMMA	G7/G5/GP, manchet voksen, med 1 slange	Omkreds 29-41 cm	M-000.09.619
6050021	HEINE GAMMA	G7/G5/GP, manchet stor voksen med 1 slange	Omkreds > 41 cm	M-000.09.615

2054-0021-01 / 31.05.2016