

PRODUKTDATABLAD

Bovie Change-A-Tip™ deluxe sæt, del 2 (HI-LO)

Æsken indeholder:

- Et lavtemperatur batterihåndtag
- Et højtemperatur batterihåndtag
- En lavtemperatur kaustikelektrode m/ fin spids
- En højtemperatur kaustikelektrode m/ fin spids
- En højtemperatur kaustikelektrode m/ standard spids
- En lavtemperatur kaustikelektrode m/ lang fin spids
- 6 AA batterier



Elektroderne er sterilt indpakkede og må kun benyttes én gang.

Indholdsstoffer/materiale: -

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: IIa

Steril vare: Håndtag: nej
Elektroder: ja, EO-steriliseret

Særlig mærkning: -

Opbevaring: Mellem 10-30°C

Holdbarhed: 4 år

Bortskaffelse af vare: Bortskaffelse i henhold til lokalt gældende regler for elektronik

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding/genanvendelse

Bemærkninger: Anbefalet driftsperiode er 2 sekunder tændt og 6 sekunder slukket i en kontinuerlig periode på højst 15 minutter

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
6038098	Bovie	Change-A-Tip deluxe sæt, del 2	Æske a 1 stk	DEL2