

PRODUKTDATABLAD

OMRON M4 intelli IT digital blodtryksmåler

Dette produkt har til formål at måle blodtryk og puls hos voksne patienter. Dette apparat opfanger uregelmæssige hjerteslag og giver advarsel/ signaler ved uregelmæssig hjerterytme, bevægelse samt ikke korrekt placeret manchetter under målingen.

Nøglefunktioner:

- Registrerer uregelmæssige hjerteslag under målingen.
- Indikerer når manchetten ikke er monteret korrekt
- OMRON connect: Mobil applikation til iPhone & Android
- Registrering af kropsbevægelser under måling



Indholdsstoffer/materiale i apparat, slange og manchetter:

Akrylonitril-butadien-styren, nylon, PVC, PC, PPE

PVC/ftalater:

Ja/nej

Latex:

Nej

CE klassifikation:

I

Steril:

Nej

Opbevaring:

Apparatet opbevares i opbevaringstasken, når det ikke er i brug

Holdbarhed fra produktionsdato:

-

Bortskaffelse af vare:

Batterier og elektroniske instrumenter skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokalt gældende regler

Bortskaffelse af emballage:

Forbrænding/genbrug

Bemærkninger:

-

PRODUKTDATABLAD

OMRON M4 intelli IT digital blodtryksmåler

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Ref. nr.
6055017	Omron	M4 intelli IT inkl. Intelli Wrap manchete størrelse 22-42 cm.	HEM-7155T-EBK