

PRODUKTDATABLAD

Saphena antiembolistrømper knæ og lår

Saphena antiembolistrømper fra Medalin fås i knæ og lårlængde. Strømperne er hvide og der er hul til tæerne for let inspektion

Pakkerne er farvekodede for let at vælge den rigtige størrelse.

Fås i størrelserne small til XXL.

Benene skal være rene og tørre før strømpen påsættes.

Tag strømpen af 30 minutter dagligt for at inspicere huden.

Den rette størrelse af strømpe findes ved at måle ankelomkredsen for strømper under knæ og ankelomkreds og låromkreds for lårstrømper med den farvekodede papirlinjal der kan tilkøbes.

Behandling med antiembolistrømper er en lægelig vurdering. For kontraindikationer, se indlægsseddel.



PRODUKTDATABLAD

Saphena antiembolistrømper knæ og lår



Strømpelængde under knæ:

Ankelomkreds	Størrelse
19-23 cm	Small
23-26 cm	Medium (standard)
26-29 cm	Large
29-33cm	X-Large
33-35 cm	XX-Large

Strømpelængde lår:

Ankelomkreds	Låromkreds (max)	Størrelse
19-23 cm	65 cm	Small
23-26 cm	70 cm	Medium (standard)
26-29 cm	78 cm	Large
29-33cm	82	X-Large

PRODUKTDATABLAD

Saphena antiembolistrømper knæ og lår

Indholdsstoffer/materiale:	85% nylon, 15% elasthan
PVC/ftalater:	Nej/nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	I
Steril:	Nej
Opbevaring:	Tørt, ved stuetemperatur, udenfor direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	-
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/genbrug
Bemærkninger:	Kan maskinvaskes ved 75°, undgå tørretumbling

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
4401080	Saphena Medical	Antiembolistrømpe, knæ, small	Small 19-23 cm	Par – æske a 6 par	AESBKSMML
4401081	Saphena Medical	Antiembolistrømpe, knæ, medium/standard	Medium 23-26 cm	Par – æske a 6 par	AESBKMED
4401082	Saphena Medical	Antiembolistrømpe, knæ, large	Large 26-29 cm	Par – æske a 6 par	AESBKLGE
4401083	Saphena Medical	Antiembolistrømpe, knæ, X- large	X-large 29-33 cm	Par – æske a 6 par	AESBKXLG
4401084	Saphena Medical	Antiembolistrømpe, knæ, XX- large	XX-large 33-35cm	Par – æske a 6 par	AESBBKXX
4401085	Saphena Medical	Antiembolistrømpe, lår	small	Par – æske a 6 par	AESTLSML
4401086	Saphena Medical	Antiembolistrømpe, lår	medium	Par – æske a 6 par	AESTLMED
4401087	Saphena Medical	Antiembolistrømpe, lår	large	Par – æske a 6 par	AESTLLGE
4401088	Saphena Medical	Antiembolistrømpe, lår	X-large	Par – æske a 6 par	AESTLXLG
6070118	Saphena Medical	Papirlineal til opmåling		Bdt a 100	SAPH004

PRODUKTDATABLAD

Saphena antiembolistrømper knæ og lår