

PRODUKTDATABLAD

Welch Allyn Neonatal manchetter, En patients

Welch Allyn blodtryksmanchetter til neonatal brug er ikke-invasive blodtryksmanchetter, der er beregnet til at bruge sammen med automatiske blodtryksmålere med neonatal indstilling, med henblik på måling af blodtryk hos neonatale patienter.

De er designet til at holde til en patients indlæggelse.



Indholdsstoffer/materiale: Hvid Vinyl Ekstruderings coated Dupont White Sontara

PVC/ftalater: Indeholder PVC men indeholder ikke DEHP eller BPA

Latex: Nej

CE klassifikation: Manchetterne er klassificeret som medicinsk udstyr klasse I, I henhold til regel 1, stk. IX, Medical Device Directive, 93/42/EEC

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: Beregnet til en patients brug

Miljø: Opbevaring fra -20 til 70 grader C, relativ luftfugtighed 15- 95%. I brug 10 grader C til 40 grader C., relativ luftfugtighed fra 15 % til 90 % (uden kondensdannelse)

Kontraindikationer: Welch Allyn neonatal manchetter er kontraindiceret til brug på manuelle blodtryksmålere og automatiske blodtryksmålere uden neonatal indstilling.

Bortskaffelse af vare: Bortskaffelse i henhold til lokale direktiver

Sortimentsoversigt

PRODUKTDATABLAD

Welch Allyn Neonatal manchetter, En patients

Varenr.	Varebeskrivelse	Salgsenhed	Ref. Nr.*
6050651	manchet én patients neo3 med 2 slanger	Æske m. 10 stk.	NEO-3-2
6050652	manchet én patients neo5 2 slanger, luerclamp	Æske m. 10 stk.	NEO-5-2CL
6050653	neonatal manchet, en patients, str. 1, 1 slange	Æske m. 10 stk.	NEO-1-1
6050654	neonatal manchet, en patients, str.2, 1 slange	Æske m. 10 stk.	NEO-2-1
6050655	neonatal manchet, en patients, str. 4, 1 slange	Æske m. 10 stk.	NEO-4-1
6050656	neonatal manchet en patients, str.5, 1 slange	Æske m. 10 stk.	NEO-5-1
6050657	neonatal manchet en patients, str.1, 2 slange	Æske m. 10 stk.	NEO-1-2
6050658	neonatal manchet en patients, str. 5, 2 slange	Æske m. 10 stk.	NEO-5-2
6050659	neonatal manchet en patients, str. 3, 1 slange	Æske m. 10 stk.	NEO-3-1
6050660	Neo cuff connector, male 1/8"	Æske m. 10 stk.	5082-301
6050661	Neo cuff connector, male 3/32"	Æske m. 10 stk.	5082-302

*Henviser til producentens reference. Nr

Størrelsesguide:

	Anbefalet Arm omkreds	Manchet størrelse i cm
Str. 1	3,3 - 5,6 cm	11,05 x 2,54
Str. 2	4,2 - 7,1 cm	13,97 x 3,13
Str. 3	5,4 - 9,1 cm	17,53 x 3,86
Str. 4	6,9 - 11,7 cm	21,39 x 4,80
Str. 5	8,9 - 15,0 cm	26,77 x 6,02