

PRODUKTDATABLAD

Rustfrit instrumentbord med 4 svingbare hjul Ø75 mm

Instrumentbord i rustfrit stål med 4 svingbare hjul. Overfladen er slebet og der er vandfast støjdæmpning under hylderne. Er let at gøre rent og har god holdbarhed.

Instrumentbordets hjul er 75 mm i diameter og har målene 50 x 36 x 85 cm. Rørene er 25 x 25 mm.



Indholdsstoffer/materiale: Rustfrit stål

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: -

Steril: Nej

Opbevaring: -

Holdbarhed fra produktionsdato: -

Bortskaffelse af vare: Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding/Genanvendelse

Bemærkninger: -

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Ref. nr.
6190400	Rustfrit instrumentbord	Bord med 4 svingbare hjul Ø75mm	50 x 36 x 85 cm	60-43850

1147-0011-01 / 14.08.2017