

PRODUKTDATABLAD

Rustfrit instrumentbord med 4 svingbare hjul Ø100mm, 2 med bremse

Instrumentbord i rustfrit stål med 4 svingbare hjul, hvoraf 2 er med bremse. Overfladen er slebet og der er vandfast støjdæmpning under hylderne. Er let at gøre rent og har god holdbarhed.

Instrumentbordets hjul er 100 mm i diameter og har målene 70 x 50 x 85 cm. Rørene er 25 x 25 mm.



Indholdsstoffer/materiale:	Rustfrit stål
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	-
Steril:	Nej
Opbevaring:	-
Holdbarhed fra produktionsdato:	-
Bortskaffelse af vare:	Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Ref. nr.
6190511	Rustfrit instrumentbord	Med 4 svingbare hjul Ø100mm, 2 med bremse	70 x 50 x 85 cm	ST03840 M BREMSE

1147-0021-01 / 14.08.2017