


PRODUKTDATABLAD

Easy on-PC spirometriapparat



PC SPIROMETER

For dem, der søger efter et fuldt integreret pc-drevet spirometer, er Easy on-PC en klinisk bevist løsning. Easy-on-pc'en udnytter vores troværdige TrueFlow-teknologi, der leverer hidtil uset nøjagtighed og pålidelige resultater uden at skulle kalibrere. Realtidsgrafer og animerede incitamentskærme forbedrer brugeroplevelsen og opfordrer børn og voksne til at hjælpe dem med at opnå optimale resultater.

• **Kalibreringsfri og hurtig spirometri**

TrueFlow-teknologi, højkvalitets & optimerede komponenter og schweizisk præcisionsproduktion leverer hurtige og præcise resultater uden kalibrering.

TrueFlow-Trusted Ultrasound Technology

Ikke flere bekymringer om kalibrering eller nøjagtighed af flowmålinger. TrueFlow er den eneste ultralydsteknologi, der har vist sig at være præcis med flow og volumenmålinger i hele produktets levetid.

- Kalibreringsfri med dokumenteret levetids stabilitet
- Kontakt og modstandsfri måling
- Fremragende nøjagtighed og robusthed
- Patenteret teknologi

• **Kvalitetsfeedback og fortolkning**

Forenkler testen ved hjælp af den øjeblikkelige testkvalitetsfeedback og fortolkningsplatform.

• **Real-time animerede grafer og incitament**

Interaktive software displays, animerede incitamentskærme og real-time grafer opfordrer børn og voksne patienter til at hjælpe dem med at opnå maksimale resultater.

1951-0011-02 / 26.06.2018

PRODUKTDATABLAD

Easy on-PC spirometriapparat

• EMR-tilslutningsmuligheder og tilpassede indstillinger

Det er muligt med fleksible indstillinger som tillader dataoverførsel til elektroniske patientjournaler

Overfør og del data mellem ndd-enheder eller til din patientjournal.

Kan integreres i alle større patient journalsystemer via HL7, XML, GDT eller API

Enkel lokal eller SQL-server database. Gennemgå testresultater fra enhver pc ved hjælp af **EasyOne Connect software**. Softwaret kan installeres på Windows 7 eller nyere og der gives fri opgrader i produktets levetid (2-3 opgrader per år) og ingen beregning for softwarelicenser.

2 års garanti.

Pakken indeholder:

Ndd TrueFlow håndholdt sensor

EasyOne Connect PC Software

4 stk. Spirette

Næseclips

Brugervejledning

Quickguide

Produkt

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
6183133	ndd Easy on-PC	Spirometriapparat, håndholdt	1 stk.	2700-3

Tilbehør

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
6183028	ndd Spirette	Mundstykke standard, enpatients, enkeltvis indpakket	Æske a 50 stk.	2050-1
6183137	ndd Spirette	Mundstykke standard, enpatients, enkeltvis indpakket	Æske a 200 stk.	2050-5
6183138	ndd Spirette	Mundstykke, standard, enpatients	Æske a 75 stk.	2050-6
6183139	ndd EasyOne	Næseklemme til EasyOne Pro, Pro LAB, Air, on-PC	Pk. a 25 stk.	3000-50.21SP
6183155	ndd Spirette	Mundstykke standard, enpatients. enk.vis indpakket	Krt a 500 stk.	2050-10