

PRODUKTDATABLAD

ndd EasyOne Flow Tube mundstykke

Mundstykket er til engangsbrug og anvendes til at undgå krydskontaminering samt til at minimere behovet for rengøring.

Mundstykket passer til EasyOne Air og leveres enkeltpakket i en dispenseræske af enten 50 eller 200 stk.

Dimensioner (ét mundstykke): 21 x 38 x 150 mm

Vægt (ét mundstykke): 8 g



Indholdsstoffer/materiale:	Polypropylen
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
Særlig mærkning:	-
CE klassifikation:	Klasse I
Steril:	Nej
Opbevaring:	Opbevares i original indpakning.
Holdbarhed:	-
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

ndd EasyOne Flow Tube mundstykke

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
6183134	ndd EasyOne FlowTube	Mundstykke til EasyOne Air, eng., enk.vis indpak.	Æske a 50 stk.	5050-50
6183135	ndd EasyOne FlowTube	Mundstykke til EasyOne Air, eng., enk.vis indpak.	Æske a 200 stk.	5050-200