

PRODUKTDATABLAD

Welch Allyn pocket LED otoskop med håndtag

Dette nye letvægts otoskop har Surecolor LED, som giver et naturligt lys. LED-pæren klarer op til 20.000 timers brug.

3 lumen for et stærkere og klarere lys. Fiberoptik giver køligt lys uden refleksioner og forhindringer.

Otoskopet har 2,5 X forstørrelse.

Produktet fås i sort, hvid, lilla og blå.

Otoskopet bruger 2 stk. AA batterier – batterier medfølger **ikke** produktet.

Der kan bruges almindelige Welch Allyn øreprober til otoskopet.

3 års garanti.



Indholdsstoffer/materiale:	-
PVC/ftalater:	-
Latex:	Nej
Særlig mærkning:	-
CE klassifikation:	Klasse I
Steril:	Nej
Opbevaring:	Opbevares tørt og væk fra direkte sollys ved temperaturer mellem -10 °C – +55 °C. Skal opbevares ved en relativ fugtighed på max. 95 %
Holdbarhed:	-
Bortskaffelse vare:	Batterier og elektroniske instrumenter skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokalt gældende regler.
Bortskaffelse emballage:	Forbrænding/genbrug
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Welch Allyn pocket LED otoskop med håndtag

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
6162280	Welch Allyn	pocket LED otoskop, blå med håndtag		22870-BLU
6162281	Welch Allyn	pocket LED otoskop, sort med håndtag		22870-BLK
6162282	Welch Allyn	pocket LED otoskop, hvid med håndtag		22870-WHT
6162283	Welch Allyn	pocket LED otoskop, lilla med håndtag		22870-PUR

Tilbehør til Pocket LED otoskop

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
6162250	Welch Allyn	Engangs øretragte til børn, sort	2,75 mm	Pk. a 34 stk. – Ps. a 25 pk.	52432-UB
6162400	Welch Allyn	Engangs øretragte til voksne, sort	4,25 mm	Pk. a 34 stk. – Ps. a 25 pk.	52434-UB
6162243	Welch Allyn	Sæt med flergangs øretragte 2,5 - 3 - 4 - 5 mm		Sæt a 4 stk.	24400-U