

PRODUKTDATABLAD

Undersøgelseslampe GS300 LED med kørbart stativ

GS300 undersøgelseslampen har én LED, som giver et enkelt og skarpt lys, der ikke kræver udskiftning, og giver et hvidere og klarere lys end halogen, så man får præcis og ægte vævsfarvegengivelse samtidig med at man bruger mindre energi.

GS Light serien er udviklet til at forbedre patientundersøgelser samtidig med at reducere den miljømæssige påvirkning.

- Den berøringsfrie On/Off-knap hjælper til at reducere risikoen for krydskontaminering
- LED-lys kan klare op til 50.000 timers brug
- Kan nemt samles og rengøres
- Montering på kørbart stativ
- 5 års garanti på pærerne

Tekniske specifikationer:

Lux: 15000

Lumen / m²: 15000

Arbejdsdistance: 50 cm

Spotdiameter: 14 cm

Farvetemperatur: 5500° Kelvin



Indholdsstoffer/materiale: -

PVC/ftalater: -

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: -

Opbevaring: -

Holdbarhed: 50.000 timers brug

Bortskaffelse af vare: Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding/Genanvendelse

Bemærkninger: -

PRODUKTDATABLAD

Undersøgelseslampe GS300 LED med kørbart stativ

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Ref. nr.
6162195	Welch Allyn	Undersøgelseslampe GS300 LED med kørbart stativ	44452

Tilbehør

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
6185119	Welch Allyn	Engangsovertræk til GS300/600/900 undersøgelseslampe	Æske a 50 stk.	52630