

# PRODUKTDATABLAD

## Undersøgelseslampe GS600 LED med kørbart stativ

GS600 undersøgelseslampen er designet specifikt til brug ved udfordrende visningsbetingelser. Lampen har tre, hvide LED-pærer i et bredt hoved med et integreret håndtag og nem manøvredegtighed.

Lysoutputtet kan kontrolleres og LED-pærene kræver ikke udskiftning og giver et enkelt og skarpt lys, der også er hvidere og klarere end halogen. Dette giver præcis og ægte vævsfarvegengivelse samtidig med at man bruger mindre energi.

GS Light serien er udviklet til at forbedre patientundersøgelser samtidig med at reducere den miljømæssige påvirkning.

- De berøringss frie knapper hjælper til at reducere risikoen for krydskontaminering
- LED-lys kan klare op til 50.000 timers brug
- Kan nemt samles og rengøres
- Montering på gulvstativ
- 5 års garanti på pærene

### Tekniske specifikationer:

**Lux:** 45000

**Lumen / m<sup>2</sup>:** 45000

**Arbejdsdistance:** 50 cm

**Spotdiameter:** 14 cm

**Farvetemperatur:** 5500° Kelvin

**Indholdsstoffer/materiale:** -

**PVC/ftalater:** -

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** Klasse I

**Steril vare:** Nej

**Særlig mærkning:** -

**Opbevaring:** -

**Holdbarhed:** 50.000 timers brug

**Bortskaffelse af vare:** Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler

**Bortskaffelse af emballage:** Forbrænding/Genanvendelse

**Bemærkninger:** -



# PRODUKTDATABLAD

## Undersøgelseslampe GS600 LED med kørbart stativ

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Ref. nr.
6162197	Welch Allyn	Undersøgelseslampe GS600 LED med kørbart stativ	44602

### Tilbehør

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
6185119	Welch Allyn	Engangsovertræk til GS300/600/900 undersøgelseslampe	Æske a 50 stk.	52630