

PRODUKTDATABLAD

HEINE øretragte, flergangs

HEINE 4 mm flergangsøretragle til undersøgelse af voksne. Tragtene har en perfekt pasform til følgende otoskop: BETA 400® F.O., BETA 200® F.O., K 180® F.O. og alle otoskop i mini3000®-serien.

Øretragtene har en ergonomisk form, hvilket giver smertefri atraumatisk indføring, og de har en glat overflade, der gør dem lette at rengøre.

Alle almindelige typer desinfektionsmidler kan anvendes, og øretragtene kan autoklaveres ved temperaturer op til 134 °C.

Til flergangsbrug.



Indholdsstoffer/materiale:	Sanalon S
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Tørt ved stuetemperatur og væk fra direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	-
Bortskaffelse af vare:	Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkning:	-

2054-0051-02 / 06.07.2017

PRODUKTDATABLAD

HEINE øretragte, flergangs

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
6161410	HEINE	Øretragt, flergangs	4 mm	Æske a 50 stk.	B00011209
6161411	HEINE	Øretragt, flergangs	4 mm		B-000.11.109

2054-0051-02 / 06.07.2017