

# PRODUKTDATABLAD

## HEINE BETA® 200 F.O. otoskopsæt

HEINE BETA 200 F.O. otoskopsæt med BETA4 genopladeligt håndtag samt USB-stik og adapter.

Otoskopet har integreret insufflationsport, som giver mulighed for tympanisk mobilitetstest uden luftlækage, og det kan anvendes sammen med forskellige typer øretragte afhængigt af behovet. Har trinløs lysstyrkekontrol med valgfri indikator for strømstyrke, og et permanent tilsluttet visningsvindue samt en svirvel til instrumentbrug.

Otoskophovedet har en matsort indre overflade, som er med til at eliminere reflekser. Distal fiberoptisk illumination sikrer homogent og meget klart lys samt et uhindret udsigt til ørekanalen og trommehinden.

Visningsvinduet er lavet af multi-coated glas og giver et højresolutions og forvrængningsfrit billede med 3x forstørrelse. Halo-genillumination giver autentisk og detaljeret farvegengivelse.



### Sættet indeholder:

- 4 stk. flergangsøretragte
- 5 stk. AllSpec engangsøretragte 2,5 mm
- 5 stk. AllSpec engangsøretragte 4 mm
- Ekstra pære til XHL versionen
- Hård æske

HEINE tilbyder 5 års garanti.

**Indholdsstoffer/materiale:** -

**PVC/ftalater:** Nej/Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** Klasse I

**Steril vare:** Nej

**Særlig mærkning:** Må kun anvendes af fagpersonale

**Opbevaring:** Skal opbevares tørt

**Holdbarhed:** -

**Bortskaffelse vare:** Produktet skal bortskaffes separat som elektrisk og elektronisk udstyr. De relevante landespecifikke regler for bortskaffelse skal overholdes.

**Bortskaffelse emballage:** Genanvendelse

**Bemærkninger:** -

# PRODUKTDATABLAD

## HEINE BETA® 200 F.O. otoskopsæt

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Ref. nr.
6125134	HEINE BETA	200 F.O. otoskopsæt m. BETA4 genopladeligt håndtag, usb + adapter	B-141.27.388