

PRODUKTDATABLAD

SECA længdemål til babyvægt 376

SECA længdemål komplet med hoved og fodstopper (ref. nr. 418) til montering på babyvægt 376.

- **Måleområde:** 35 - 80 cm
- **Graduering:** 1 mm
- Nem aflæsning af måleresultater vha. farvet markering



Indholdsstoffer/materiale: Aluminium

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

Særlig mærkning -

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Opbevaring: Opbevares ved temperaturer mellem 10 til 40 °C

Holdbarhed: -

Bortskaffelse af vare: Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding/Genanvendelse

Bemærkning: -

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Ref. nr.
6101204	SECA	Længdemål til babyvægt 376	233 1714 004