

PRODUKTDATABLAD

SECA 799 søjlevægt

SECA 799 er en alsidig og energibesparende søjlevægt med transporthjul, hvilket også gør den let at flytte. Vægten har flere intelligente funktioner f.eks. giver BMI-funktionen mulighed for en pålidelig analyse af patientens ernæringstilstand.

Kan udstyres med målestok for at beregne højde og vægt på én gang.

- **Bæreevne:** 200 kg
- **Inddeling:** 100 g < 150 kg > 200 g
- **Strømforsyning:** Batterier
- **Dimensioner:** 294 x 831 x 417 mm
- **Egenvægt:** 6,3 kg
- **Funktioner:** Transporthjul, TARE, skift af vejeområde, HOLD, BMI, Slukautomatik



Tilbehør som kan tilkøbes:

- Transformator 220V 447 eller 400 med tænd/sluk funktion
- Teleskop-målestok 220, 224

Indholdsstoffer/materiale: -

PVC/ftalater: -

Latex: -

Særlig mærkning -

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Opbevaring: Opbevares ved temperaturer mellem 10 til 40 °C

Holdbarhed: -

Bortskaffelse af vare: Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding/Genanvendelse

Bemærkning: -

2121-0231-01 / 13.03.2019

PRODUKTDATBLAD

SECA 799 søjlevægt

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
6101770	SECA	799 søjlevægt, klasse 3, BMI funktion	1 stk.	799 702 1689