

PRODUKTDATABLAD

Soehnle 8352.01 babyvægt, m. aftagelig baby bakke, max 20 kg

Soehnle babyvægt 8352.01, med aftagelig baby bakke. Vægten bruger en simpel én knaps betjening, som gør den let anvendelig. Længdemåler kan med fordel tilføjes til vægten.



- Kalibreringsklasse: III
- Bæreevne: 20 kg
- Strømforsyning: 9 V batteri medfølger
- Dimensioner: 601 x 346 x 92 mm
- Egenvægt: 4,0 kg
- Funktioner: HOLD, TARA, Kg/lb, energibesparende auto sluk

Indholdsstoffer/materiale: -

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

Særlig mærkning -

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Opbevaring: Opbevares ved temperaturer mellem -20 til +65 °C

Holdbarhed: -

Bortskaffelse af vare: Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding/Genanvendelse

Bemærkning: -

Mediqs varesortiment

Vare	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Ref. nr.
6103017	Soehnle	8352.01 babyvægt Multina Comfort, max 20 kg	530x240x100 mm	8352.01.001

2151-0001-01 /11.09.2017