

PRODUKTDATABLAD

Ethicon Prolene, sutur, blå, 75 cm, C-1, 13mm, steril

Ethicon Prolene-sutur (klar eller pigmentfarvet) er indiceret til brug ved generel tilnærmelse af blødt væv og/eller ved ligatur, herunder brug i kardiovaskulære, oftalmiske og neurologiske procedurer.

- Ikke-absorberbare
- Sterile
- Sårlukning
- Denne sutur er pigmentblå for at øge synligheden



Indholdsstoffer/materiale:	Polypropylen
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	III
Steril:	Ja
Opbevaring:	Tørt, ved stuetemperatur og udenfor direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Affaldssortering
Bemærkninger:	Må ikke resteriliseres.

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
6300129	Ethicon Prolene	sutur, blå, 75 cm, C-1, 13mm, steril	6-0	æske a 3 dusin	8307H