

Combur-Test®

Urinteststrimler til ethvert behov

- C-vitamin i urinen – intet problem. I urinteststrimlen er indbygget et iodatlag, som oxiderer C-vitamin, hvilket mindsker risikoen for falsk negative resultater på blod- og glukosetestfeltet.
- Et nylonnet holder testfelterne på plads samtidig med, at det forhindrer sammenløb af farverne. Dette medfører klarere farver, hvilket betyder let aflæsning, der giver større sikkerhed.
- Samme aflæsningstid for alle testfelter. Aflæsningen kan foretages efter 1 minut, og der er farvestabilitet i op til 2 minutter. Teststrimlen holdes lodret under aflæsning, hvilket gør den hygiejniske i brug.
- Lang holdbarhed. Strimlerne er altid holdbare til den på beholderen påtrykte udløbsdato, selv efter anbrud.



Combur-Test®

Produktsortiment

Produktnavn	Antal	Kat.nr.	Massefylde	pH	Leukocytter	Nitrit	Protein	Glukose	Ketoner	Urobilinogen	Bilirubin	Blod
Combur ¹⁰ -Test	100	04510062171	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Combur ¹⁰ -Test M*	100	11379208077	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Combur ⁷ -Test*	100	11008552191		■	■	■	■	■	■			■
Combur ⁵ -Test*	100	11893467255			■	■	■	■				■
Combur ⁴ -Test N	50	11896822191		■		■	■	■				
Combur ³ -Test	50	11896814191		■			■	■				
Combur ³ -Test E	50	11896857191					■	■				■
Combur ² -Test LN	50	11896890191			■	■						
Keto-Diabur-Test 5000	50	10647705170					■	■				
Micral-test II	12	11544047171							Mikroalbuminuri			
Micral-test II	30	11544039170							Mikroalbuminuri			

* Kan bruges både til Urisys og til visuel aflæsning

COMBUR-TEST and URISYS are trademarks of a member of the Roche Group

www.roche.com



Roche Diagnostics A/S
Industriholmen 59
2650 Hvidovre
Tlf.: 36 39 99 52

cobas[®]
Life needs answers