

PRODUKTDATABLAD

Vitrex Sterilance Press II engangsfingerprikker

Denne engangsfingerprikker til blodsuktermåling er let at bruge. Lancetten kan ikke aktiveres igen og er derfor også fremragende til professionelt brug, på sygehuse, i lægeklinikker, på plejehjem eller i hjemmeplejen, da den eliminerer risikoen for stikskader på personalet.

Kan håndteres med en hånd. Desuden er nålen i engangsprikkeren aldrig synlig, så den er også velegnet til folk der ikke bryder sig om nåle.

Vitrex Sterilance Press II engangsfingerprikker er fuldstændig afskærmet før og efter brug.

Fingerprikkeren er steril til engangsbrug og kan ikke genbruges.



Indholdsstoffer/materiale:	ABS, rustfrit stål
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	IIA
Steril:	Ja
Opbevaring:	Opbevares tørt og ikke i direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Genanvendelse
Bemærkninger:	

PRODUKTDATABLAD

Vitrex Sterilance Press II engangsfingerprikker

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
6412630	Vitrex	Sterilance Press II engangsfingerpr., grøn 1,8mm	18G	æske a 100 stk - krt a 10 æsker	393213
6412631	Vitrex	Sterilance Press II engangsfingerpr.,orange 2,2mm	21G	æske a 100 stk - krt a 10 æsker	395213
6412632	Vitrex	Sterilance Press II engangsfingerpr., pink 2,8mm	21G	æske a 100 stk - krt a 10 æsker	396213
6412633	Vitrex	Sterilance Press II engangsfingerpr., blå 1,8mm	21G	æske a 100 stk - krt a 12 æsker	397213
6412634	Vitrex	Sterilance Press II engangsfingerpr., lilla 1,8mm	28G	æske a 100 stk - krt a 12 æsker	398213
6412616	Vitrex	Sterilance Press II engangsfingerpr., gul 1,8mm	26G	æske a 100 stk - krt a 10 æsker	394213