

# PRODUKTDATABLAD

## Accu-Chek Guide Me blodsukkerapparat, startset

Accu-Chek Guide Me systemet gør det muligt at måle blodsukker nemt og hurtigt.

Accu-Chek Guide Me startset indeholder den anerkendte og skånsomme FastClix fingerprikker, og med SmartPack-beholderen undgår du tabte teststrimler. Med Guide teststrimlernes Easy-edge-teknologi kan du påføre en lille bloddråbe hvor som helst på teststrimlens gule kant og modtage testresultatet på mindre end 4 sekunder. Med apparatets store display og to knapper bliver det helt enkelt at udføre daglige målinger af blodsukker.

### Egenskaber:

- Stort display: sikrer letlæselige resultater
- Kun to knapper: enkel navigation
- Smart teststrimmelbeholder: holder styr på teststrimlerne
- Bredt doseringsområde: gør det enkelt at påføre blod
- Accu-Chek FastClix fingerprikker: ingen løse lanchetter
- Enkel trådløs overførsel til diabetes app – mySugr til digital dagbog, overblik og motivation



<b>Måletid:</b>	Mindre end 4 sekunder
<b>Hukommelse:</b>	720 blodsukkerresultater og 30 kontrolresultater
<b>Dråbestørrelse:</b>	0,6 µl
<b>Størmforsyning:</b>	2 3-volt knapcellebatterier (CR2032)
<b>Vægt:</b>	Ca. 43 g med batterier
<b>Dataport:</b>	Micro USB
<b>Testprincip:</b>	Elektrokemisk
<b>Testgennemsnit:</b>	7, 14, 30, 90 dage
<b>Datastyring:</b>	Indbygget logbog, gennemsnit og mønstergenkendelse- Trådløs forbindelse til mySugr app'en
<b>Slukker automatisk:</b>	Ja, efter 90 sekunder, 15 sekunder efter teststrimmel fjernes
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	IVD-B

# PRODUKTDATABLAD

## Accu-Chek Guide Me blodsukkerapparat, startsæt

<b>Steril:</b>	Nej
<b>Dimensioner:</b>	80 x 47 x 20 mm
<b>Display:</b>	LCD med baggrundsbelysning
<b>Opbevaring:</b>	-25 °C til +70 °C
<b>Drifttemperatur:</b>	+10 °C til +40 °C
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	18 måneder – baseret på teststrimlens udløb
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Følg lokalt gældende regler for elektronisk affald. Batterier fjernes inden bortskaffelse
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/genbrug

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
6408394	Accu-Chek Guide Me	Blodsukkerapparat, startsæt	1 stk	08933570058