

PRODUKTDATABLAD

CareSens N Pop blodsukkerapparat



Måleområde:	1,1 – 33,3 mmol/l
Kodes/kalibreres:	Automatisk
Hukommelse:	1000 målinger med dato og tid
Måletid:	5 sekunder
Gennemsnit:	1, 7, 14, 30, og 90 dage (total, før og efter måltid)
Blodmængde:	0,5 µl
Teststrimmel:	Æske a 50 stk.
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Ja/IVD IIb
Steril vare:	Nej for apparat og fingerprikker/ja for lancetter
Opfylder de til enhver tid gældende love, direktiver, standarder og branchenormer:	Ja
Holdbarhed fra produktionen:	24 måneder - baseret på teststrimlernes udløb.
Holdbarhed teststrimler efter åbning:	24 måneder fra produktionsdato.
Bortskaffelse af vare:	Følg lokale regler
Bortskaffelse inder emballage:	Følg lokale regler
Bortskaffelse yder emballage:	Forbrænding/genbrug
Blodet suges fra:	Spidsen af teststrimlen
Blodketon:	Nej

PRODUKTDATABLAD

CareSens N Pop blodsukkerapparat

Genopfyldning af teststrimmel:	Nej
Levetid/garanti:	5 år
Trådløs overførsel til anden enhed:	Nej
Tal størrelse på display:	1,3 cm
Automatisk alarm hændelser:	Ja, 2 alarmer (PP2 og Hypo alarm)
Batchnummer:	Ja
Måleresultatet afhængig af rengøringen af blodsukkerapparatet:	Nej
Dansk mærkning på emballagen:	Ja
Dansk brugsanvisning:	Ja
Apparat mål:	9,5 x 3,3 x 1,9 cm
Opbevaring for måleren:	-20 °C til +50 °C
Apparatets drift temperatur:	+5 °C til +50 °C
Måltidsmarkering:	Ja, efter måltid
Batteri:	2 stk. 3V CR2032 batteri (2.000 tests)
Data overføres til PC:	Ja
Allergifremkaldende stoffer eller på anden måde sundhedsskadelige for den pågældende bruger:	Produktet indeholder ikke kendte allergifremkaldende stoffer eller er på anden måde sundhedsskadelig.
Teststrimler som passer til apparatet:	6407269 CareSens N, teststrimler

Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Indhold
6407266	317475	CareSens N Pop, blodsukkerapparat	1 stk.

* Henviser til producentens reference nr.