

# PRODUKTDATABLAD


## Mylife Pura™ softlance fingerprikker

Fingerprikker som anvender lancetter og lancetten skal skiftes efter brug.

Fingerprikkeren kan anvende mange forskellige lancetter.

Lancetten er engangsmateriale, og derfor anbefales det at lancetten kun bruges én gang.

Fingerprikkeren kan justeres til 6 forskellige stikdybder.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Plast
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Ja/MDD Class I
<b>Steril vare/metode:</b>	Nej
<b>Opfylder de til enhver tid gældende love, direktiver, standarder og branchenormer:</b>	Ja
<b>Opbevaring:</b>	Tørt og stuetemperatur
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Følg lokale regler
<b>Bortskaffelse inder emballage:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Bortskaffelse yder emballage:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Levetid/garanti:</b>	2 år
<b>Batchnummer:</b>	Ja
<b>Dansk mærkning på emballagen:</b>	Ja

# PRODUKTDATABLAD

## Mylife Pura™ softlance fingerprikker

<b>Dansk brugsanvisning:</b>	Ja
<b>Justerbar stikdybde:</b>	Ja/6 forskellige
<b>Allergifremkaldende stoffer eller på anden måde sundhedsskadelige for den pågældende bruger:</b>	Produktet indeholder ikke kendte allergifremkaldende stoffer eller er på anden måde sundhedsskadelig.
<b>Særlig mærkning:</b>	Engangsbrug af lancetten

### Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Ref.nr.*	Varebeskrivelse	Indhold
6412408	7100333	Mylife Pura Softlance fingerprikker	1 stk.

\* Henviser til producentens reference nr.