

# PRODUKTDATABLAD

## DiaSpect Hb analyse system

### Generelt

DiaSpect Tm er en lille håndholdt Hb-måler som «altid» er klar til brug. Måleren har indbygget opladeligt batteri som holder 40 dage i kontinuerlig brug eller 10 000 målinger. Måleren leverer resultater med høj kvalitet inden 1 sekund! Kyvetterne har et prøve volumen på < 10 µL og den reagensfrie teknologien sørger for lang levetid; 2,5 år fra produktion. Kyvetterne påvirkes ikke af omgivelserne, og pakningen med 100 kyvetter er dermed holdbar frem til udløbsdato uanset om posen er åbnet eller ikke. Dette gør produktet meget miljøvenlig og reducerer både affaldsmængde og tidsforbrug ved måling. DiaSpect er SKUP evalueret med gode resultater. DiaSpect er kompatibel og klargjort for Unisoft LIMS-in-a-box laboratoriesystem

### Hastighed og præcision

Resultat på ca. 1 sekund  
Måle område: 0 - 25.5 g/dL  
Impræcision (i serie): CV < 1%  
Kalibreret mod HiCN reference metode jevnfør ICSH  
Fotometric metode med bred spectrum og  
kompensation for turbidity and scattering  
Ingen kalibrering nødvendigt

### Brug

'Always on' teknologi. Apparatet er altid klar til brug.  
Automatisk selv-check mellem hver måling.  
Lang mikrokuvette holdbarhed: 2.5 år fra produktion  
Mikrokuvettes er ikke påvirket af temperatur eller  
luftfugtighed og kan bruges til holdbarhed på pose.

### Data

Prøve volumen: <10 µL  
Capillary, vene eller arterielt blod(EDTA and Heparin  
antikoagulant kan bruges)  
Vedligehold fri  
Bruger temperatur: 10 °C to 42 °C  
Op bevarelses temperature: 0 °C to 50 °C (- 30 °C to  
70 °C i 24 timer max)  
Genopladeligt lithium-ion batteri (40 dage / 10,000 test)  
Kompakt: 150 (d) x 90 (w) x 40mm (h)  
Lightweight: 180 g  
Connect to PC via USB 2.0 or Bluetooth  
(mulighed)

## Sortimentsoversigt

# PRODUKTDATBLAD

## DiaSpect Hb analyse system

Varenr.	Varebeskrivelse	Indhold	Salgsenhed	Ref. Nr.
6412915	DiaSpect Hb apparat	1	1	90C.0100
6412916	DiaSpect Hb kuvetter	Pk a 100 stk	Pk	90C.0001
6412918	DiaSpect Hb kontrol, lav, middel, høj 1.9ml/flaske	Æske a 1 sæt	æske	90B.0014