

ichroma® CRP

kosteffektiv CRP-analyse



- Lille prøvevolume
- Bredt måleområde
- Brugervenlig procedure
- Hurtig svartid
- Kosteffektiv
- God præcision og nøjagtighed
- SKUP evalueret

Med ichroma kan du analysere dine CRP tests hurtigt og effektivt. Både kapillærblod, venøst fuldblod eller serum/plasma kan bruges som prøvemateriale og prøvevolumen er kun 10 µL. ichroma har et af de videste måleområder af alle CRP instrumenter for patientnær analysering på markedet, 3-300 mg/L uden fortynding. Analysetiden er 3 minutter.

ichroma CRP har meget enkel og brugervenlig procedure, samt god præcision og nøjagtighed. Reagensene kommer i kit à 25 singelpakkede tester og er holdbare i rumtemperatur i 1 mdr. Holdbarhed i køleskabet er frem til udløbsdato som er 20 mdr. fra produktionsdato.

ichroma instrument er et multianalyseinstrument. Det er muligt at analysere flere analyser på ichroma, bl.a. hsCRP og PSA. ichroma hsCRP udføres på samme måde som almindelig CRP, men måleområdet er 0,1-10 mg/L. ichroma PSA har måleområde fra 0,2-100 ng/mL. Alle metoderne er baseret på immunologisk fluorescensmetoder. ichroma CRP er SKUP evalueret med gode resultater.

TEKNISKE DATA

Måleområde:	3-300 mg/L
Prøvemateriale:	Fullblod, serum, plasma
Prøvevolume:	10 µL
Analysetid:	3 min
Metode:	Immunologisk fluorescensmetode
Strømforsyning:	100-240V AC
Bølgelængde:	637 nm
Interface:	RS232
Hukommelse:	100 resultater
Størrelse:	18,5 x 8 x 25 cm
Vægt:	2 kg

Art.nr.	Artikel	pr.pk.
6404020	Instrument, ichroma CRP	1
6404021	CRP 25 test kompl. ichroma	25
6404122	Kontrol CRP ,2 niveauer, æske a 2 stk.	1
FR200PRI	Printer, ichroma	1



Tlf. 3637 9110