

**Zertifikat
Protokoll** **BESTRAHLUNG**
 certificate
protocol **IRRADIATION**

Synergy Health Radeberg GmbH, Juri-Gagarin-Str. 15, 01454 Radeberg

Auftragsnummer (AN) : 167598/20
 order number (internal)
Kundennummer : 808
 customer number

DB Nr	167598
BP Nr	219.790

Auftraggeber (customer)
Auftragnehmer (performer)
HTL-STREFA S.A.

ul. Adamówek 7
PL-95035 Ozorków
Poland
Synergy Health Radeberg GmbH

Juri-Gagarin-Str.15
01454 Radeberg
 Tel.: +49 3528 / 4364 - 16
 Fax: +49 3528 / 4364 - 99

Auftragsnummer (AG) : 67/20/EX
 order number customer

Auftragsdatum : 13.01.20
 date of order

Name des Produktes : Needle Carrier (Type 420-430)
 name of product

Artikelcode :
 item code

Charge : 39A320, 42A220, 42A320, 43A220, 44A220
 batch number

Bestrahlungszyklus : A-03e,f/20
 irradiation cycle

Spezifikation : DD0808_6323_2019_R32
 specification

Bestrahlungsdatum : 15.01.2020
 irradiation date

Identifikationsnummer : 770412 - 770414
 identification number

Bestrahlungseinheiten : EP-Palette
 irradiation unit

Anzahl : 3
 quantity

Verpackungseinheiten : Karton
 packaging unit

Anzahl : 58
 quantity

Besonderheiten :
 remarks

Die Bestrahlung erfolgt gemäß AAMI TIR33 / ISO 11137 und Produktspezifikation.
 The irradiation has been performed in accordance to AAMI TIR33/ ISO 11137 as well as to product specification.

Dosis
 dose

Energiedosis laut Auftrag
 dose in accordance with order

Dosimetrisch ermittelte Dosis
 calculated dose

Identnummer :
 identification number

min. Dosis: 17,5 kGy
 minimum dose

20,25 kGy
770413
max. Dosis: 40,0 kGy
 maximum dose

29,78 kGy
770412
Unterbrechungszeit >10 h : Nein
 interruption time over 10 hours

Anlage : GS3000
 (facility)

Strahlungsart : Co-60
 (kind of radiation)

Erstellung und Datenübernahme
 preparation and data transfer

16.01.20

 Datum und Unterschrift Ersteller
 date and signature originator

Freigabe des oben genannten Bestrahlungsgutes zur Auslieferung Release of specified product for delivery

16.01.20

 Datum und Unterschrift Leiter Qualitätskontrolle
 date and signature head quality control

Protokollsignatur 3432ff39caf6a0855ad4c28bddc29396