

Zertifikat  
Protokoll **BESTRAHLUNG**  
certificate  
protocol **IRRADIATION**

 Auftragsnummer (AN) : 173515/2020  
order number (internal)  
Kundennummer : 808  
Customer number

DB Nr	173515
BP Nr	227.525

Synergy Health Radeberg GmbH; Juri-Gagarin-Str.15;01454 Radeberg

Auftraggeber (Customer)

Auftragnehmer (performer)

 HTL-STREFA S.A.  
  
ul. Adamówek 7  
**PL-95035 Ozorków**  
Poland

 Synergy Health Radeberg GmbH  
  
Juri-Gagarin-Str.15  
**01454 Radeberg**  
Tel.: +49 3528 / 4364 - 16  
Fax: +49 3528 / 4364 - 99

 Auftragsnummer (AG) : 1154/20/EX  
order number Customer

 Auftragsdatum : 06.07.2020  
date of order

 Name des Produktes : Needle Carrier (Type 420-430)  
name of product

 Artikelcode :  
item code

 Charge : 39G820, 42D420  
batch number

 Bestrahlungszyklus : A-28d/20  
irradiation cycle

 Spezifikation ; DD0808\_6323\_2019\_R32  
specification

 Bestrahlungsdatum : 08.07.2020  
irradiation date

 Identifikationsnummer : 799048 - 799049  
identification number

 Bestrahlungseinheiten : EP-Palette  
irradiation unit

 Anzahl : 2  
quantity

 Verpackungseinheiten : Karton  
packaging unit

 Anzahl : 27  
quantity

 Besonderheiten :  
remarks

Die Bestrahlung erfolgt gemäß AAMI TIR33 / ISO 11137 und Produktspezifikation.  
The irradiation has been performed in accordance to AAMI TIR33/ ISO 11137 as well as to product specification.

 Dosis  
dose

 Energiedosis laut Auftrag  
dose in accordance with order

 Dosimetrisch ermittelte Dosis  
calculated dose

 Identnummer :  
identification number

**min. Dosis:**  
minimum dose

17,5 kGy

21,08 kGy

799049

**max. Dosis:**  
maximum dose

40,0 kGy

31,47 kGy

799048

 Unterbrechungszeit >24 h : Nein  
interruption time over 24 hours

 Anlage : GS3000  
(facility)

 Strahlungsart : Co-60  
(kind of radiation)

 Erstellung und Datenübernahme  
preparation and data transfer

08.07.2020

 Datum und Unterschrift Ersteller  
date and signature originator

 Freigabe des oben genannten Bestrahlungsgutes zur  
Auslieferung Release of specified product for delivery

08.07.2020

 Datum und Unterschrift Qualität  
date and signature quality

Protokollsignatur 0f4dd4af28c717298cf9e126add23580

**ACCEPTED**

 Angelika Tomczak  
2020-07-10