

PRODUKTDATABLAD

Tandbørste, hospitalsmodel, medium, soft

Tandbørste, hospitalsmodel, enkel, prisbillig kvalitet, til flergangsbrug, enkeltvis indpakket.

Tandbørsten har et smalt børstehoved med 4 rækker tætsiddende, bløde børstehår, fordelt i 38 bundter med ca. 40 børstehår i hver. Hver enkelt tandbørste er hygiejnisk indpakket i klar folie.



Indholdsstoffer/materiale: Skaft og børstehår: Polypropylen

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: -

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: Nej

Opbevaring uåbnet: Tørt og rent, væk fra direkte sollys

Opbevaring åbnet: Tørt og rent, væk fra direkte sollys

Holdbarhed uåbnet: Ubegrænset

Holdbarhed åbnet: Ubegrænset

Bortskaffelse af vare: Forbrænding/genbrug

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Forbrænding/genbrug

Bemærkninger:

PRODUKTDATABLAD

Tandbørste, hospitalsmodel, medium, soft

Sortimentsoversigt

Varenr.	Varebeskrivelse	Indhold	Salgsenhed	Ref. Nr.
7030025	Tandbørste, hospitalsmodel, medium, soft	enkeltpakket	pk. a 144stk.-	806702