

# PRODUKTDATABLAD

## Omron termometer, Flex Temp Smart, bøjelig spids, vandtæt digitalt

Omron vandtæt digitaltermometer Flex Temp Smart med bøjelig spids kan anvendes i mund, armhule eller endetarm. Har et tydeligt display og et temperaturinterval på 0,1°C. Tydelig grå farve indikerer anvendelsesområdet. Hukommelse for sidst målte temperatur. Auditiv alarm ved endt måling.

### Måletid:

- **Rektal:** ca. 10 sekunder
- **Oral:** ca. 20 sekunder
- **Axil:** ca. 25 sekunder
  
- **Måleenhed:** Celsius eller Fahrenheit
- **Måleområde:** +32° - +42° C. med en nøjagtighed på +/- 0,1°C.
- **Omgivende temperatur og luftfugtighed ved brug:** Omgivende temperatur +10 til +40°C, relativ luftfugtighed 30% til 85%.
- Flex Temp Smart er vandbestandig og bøjelig spids.
- **Batteri:** 1\*LR41/SR41.



### Termometrets eksterne mål:

- Længden måler 132,5 mm
- Bredden måler 19,4 mm
- Dybden måler 10,0 mm

### Indholdsstoffer/materiale:

-

**PVC/ftalater:** Nej/Nej

**Latex:** Nej

**Særlig mærkning:** -

**CE klassifikation:** Klasse IIa

**Steril:** Nej

**Opbevaring:** Opbevares i opbevaringsetuiet. Opbevaringstemperatur tørt og beskyttet mod direkte sollys i -20°C til +60°C, relativ luftfugtighed 10% til 95%.

**Holdbarhed:** Ca. 2 år eller mere (3 målinger om dagen), hvorefter batteriet kan udskiftes. Ingen angivelse af hvor længe det holder.

**Bortskaffelse vare:** Batterier og elektroniske instrumenter skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokalt gældende regler.

**Bortskaffelse emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bemærkninger:** Spidsen indeholder nikkel.  
Indeholder ikke kviksølv.

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Ref. nr.
7010012	Omron	FlexTemp Smart, bøjelig spids, vandtæt digitalt	MC-343F-E