

PRODUKTDATABLAD

Vaskbare E plus Elektroder til tens E2, E3 & E4

Omrøns E plus elektroder. Elektroderne passer til følgende Tens produkter: E2, E3 og E4.

Elektroderne er vaskbare og det anbefales, at de vaskes efter hver 30. behandling, eller når de ikke klæber længere

- Kan vaskes op til 10 gange.
- Skylles i koldt vand og lufttørres
- Gnid ikke på silikonen under vask, da det vil ødelægge klæberen



Indholdsstoffer/materiale: Silikone

PVC/ftalater: Nej/ Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse IIa

Steril vare: Nej

Holdbarhed Ca. 5 år

Opbevaring Opbevares under temperaturer fra -20 °C til 60 °C og ved en relativ luftfugtighed fra 10% til 95 % uden kondensdannelse.

Holdbarhed åbnet: -

Bortskaffelse af vare: Bortskaffes efter lokalt reglement

Bortskaffelse af yder emballage: Forbrænding/genbrug

Bemærkninger: -

PRODUKTDATABLAD

Vaskbare E plus Elektroder til tens E2, E3 & E4

Sortimentsoversigt

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Salgsenhed	Ref. Nr.*
6057107	Omron elektroder	Vaskbare E plus elektroder til tens E2, E3, E4	1 stk.	HV-F128-E

*Henviser til producentens reference. Nr. 4928818-7