


PRODUKTDATABLAD

Raucodrape sterile afdækningsstykker

Steril hulstykke afdækning - med klæb omkring hul.
Egnet til små procedurer. Væsketæt med absorberede
non woven lag - 2 lag.



Indholdsstoffer/materiale: 1 lag: Polyethylenfilm
2 lag: non woven viscose

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: CE 1-s

Steril vare: Ja

Særlig mærkning: Nej

Holdbarhed uåbnet: 5 år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Forbrænding/genbrug

Bemærkninger: Nej

Opbevaring: Stuetemperatur, udenfor direkte sollys

PRODUKTDATABLAD

Raucodrape sterile afdækningsstykker

Sortimentsoversigt

| Vare | | Varebeskrivelse | | | Lev.nr |
|---------|------------|--|---------------|----------------------------------|--------|
| 7177032 | Raucodrape | variabel hulstykke, steril | 50x75cm | æske a 50 stk.-krt. a 4 æsker | 33058 |
| 7177035 | Raucodrape | slidslagen, PE folie, slids 14x75cm, steril | 150x210 cm | æske a 40 stk.-krt. a 2 æsker | 33066 |
| 7177040 | Raucodrape | afdafdækning med hul og klæb, Ø 6cm - 2 lag, steril | 50x60 cm | æske a 70 stk - krt a 4 æsker | 33041 |