

PRODUKTDATABLAD

Foliodrape Protect afdækningsstykke med klæb, 2 lag, steril

Foliodrape Protect afdækningsstykke i 2 lag giver en stoflignende fornemmelse.

Stykket er følsomt og blødt at arbejde med og har sikre barriereegenskaber, som egner sig bedst til operationer med mådeholdne mængder væske.

Varen er fremstillet af slidstærkt materiale med et lavt fiberslip.



Indholdsstoffer/materiale: Polyethylen, Polypropylen, Polyamid, Viskose, klæber

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I-S

Steril vare: Ja

Særlig mærkning: -

Opbevaring uåbnet: Tørt ved stuetemperatur. Ikke i direkte sollys

Opbevaring åbnet: Engangsprodukt

Holdbarhed uåbnet: 5 år

Holdbarhed åbnet: Engangsprodukt

Bortskaffelse vare: Forbrænding

Bortskaffelse emballage: Genbrug/Deponi

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
7179091	Foliodrape Protect	Afdækningsstykke med klæb	50x50cm	Pk. a 105 stk. – Krt. a 4 pk.	277546
7179092	Foliodrape Protect	Afdækningsstykke med klæb, 2 lag steril	45x75cm	Pk. a 60 stk. – Krt. a 4 pk.	277507
7179261	Foliodrape	Protect afdækning 2 lag med klæb, steril	75x90cm	Æske a 40 stk. – Krt. a 4 æsker	577508