

PRODUKTDATABLAD

Foliodrape Protect Plus, afdækningsæt universal I

Foliodrape Protect Plus 3-lags afdækningsæt Universal I er velegnet til steril afdækning ved alle typer kirurgi, såsom abdominale indgreb.

Sættet er fremstillet af slidstærkt materiale som har lavt fiberslip.

Sættet indeholder:

- Forstærket instrumentbordslagen: 140 x 190 cm
- Teleskopfoldet assistancebordspose: 80 x 145 cm
- 2 stk. Forstærkede operationshåndklæder med klæb: 75 x 90 cm
- Forstærket operationslagen med klæb: 175 x 200 cm
- Forstærket operationslagen med klæb 150 x 240 cm
- Operationstape: 10 x 50 cm
- 4 stk. Servietter 33 x 33 cm



Indholdsstoffer/materiale:	Polypropylen, Polyethylen, Polyester, Polyamid, Klæber, Cellulose, Viskose
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I-S
Steril vare:	Ja
Særlig mærkning:	-
Opbevaring uåbnet:	Tørt og køligt. Ikke i direkte sollys
Opbevaring åbnet:	Engangsprodukt
Holdbarhed uåbnet:	5 år
Holdbarhed åbnet:	Engangsprodukt
Bortskaffelse vare:	Forbrænding
Bortskaffelse emballage:	Genbrug/Deponi

PRODUKTDATBLAD

Foliodrape Protect Plus, afdækningsæt universal I

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
7179101	Foliodrape Protect Plus	Afdækningsæt universal I		Pk. a 6 set	938712