


PRODUKTDATABLAD

Foliodrape Protect, epidural afdækningsstykke, 3 lag, 10x12cm hul, steril

Foliodrape Protect epidural afdækningsstykke er velegnet til enkel og hurtig afdækning af patienten.

Det bløde 3-lags materiale har unikke barriereegenskaber, som sikrer væske- og sterilitetskontrol under operationen.

Afdækningsstykket er fremstillet af slidstærkt og behageligt materiale med en høj absorptionskapacitet og et lavt fiberslip.



Indholdsstoffer/materiale: Polyethylen, Polypropylen, Polyamid, Viskose

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I-S

Steril vare: Ja

Særlig mærkning: -

Opbevaring uåbnet: Tørt og køligt. Ikke i direkte sollys.

Opbevaring åbnet: Engangsprodukt

Holdbarhed uåbnet: 5 år

Holdbarhed åbnet: Engangsprodukt

Bortskaffelse vare: Forbrænding

Bortskaffelse emballage: Genbrug/Deponi

Mediqs varesortiment

| Varenr. | Navn | Varebeskrivelse | Str. | Indhold | Ref. nr. |
|---------|--------------------|--|------------|---------------------------------|----------|
| 7179089 | Foliodrape Protect | Epidural afdækningsstykke 3lag, 10 x 12 cm hul, steril | 90 x 60 cm | Pk. a 50 stk. – Krt. a 4 pk. | 938809 |