

# PRODUKTDATABLAD

## Mic-key målepind, steril

Mic-key målepind med ¼ cm-markering. Enkel og sikker måltagning, så Mic-key får den rigtige længde.

- Udstyret med ballon



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Plast og silikone
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej / Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse: IIB
<b>Steril vare:</b>	Ja – EO
<b>Opbevaring uåbnet:</b>	Tørt & udenfor direkte sollys
<b>Holdbarhed uåbnet:</b>	Se holdbarhedsdato
<b>Holdbarhed åbnet:</b>	OBS engangsprodukt
<b>Bortskaffelse vare:</b>	Forbrænding / genbrug
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding / genbrug

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
1122615	Tilbehør til knapsonder	Mic-Key målepind, steril	1 stk	98460

For sundhedsfagligt personale