

PRODUKTDATABLAD

Wiegand doseringsæsker

Wiegand doserings æsker findes i et utal af størrelser og til ethvert behov. Mediq Danmark har de hyppigst efterspurgte modeller på lager, men det er muligt at efterspørge resten af serien. Se de lagerførte varer i dette dokument, og find brochuren med det fulde sortiment, på vores webshop.

Æskerne er lavet af miljøvenlige materialer, som har stabile, glidende låg med linjemarkering, der mindsker risiko for sammenblanding af pillerne ved brug og opbevaring.

Æskerne kan vaskes i opvaskemaskine ved 55° C (eco-program), ved 65° C max i 45 min. Og ved 95° C (industri opvaske maskine) i max. 2 min. Låg kan vaskes med lunkent sæbevand (max. 40°) men tåler ikke kemikalier (sprit).

Skydelågene lukker så tæt, at fugt ikke kan trænge ind til medicinen.



Indholdsstoffer/materiale:	Låg: PET = en polyester plastik (egnet til fødevarer). Æsker: PS = Polystyren (egnet til alle fødevarer).
PVC/ftalater:	Ingen
Latex:	Ingen
CE klassifikation:	-
Steril:	-
Opbevaring:	Stuetemperatur, undgå direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	NA
Bortskaffelse af vare:	Husholdningsaffald/plast til genanvendelse
Bortskaffelse af emballage:	Husholdningsaffald/plast til genanvendelse
Bemærkninger:	Godkendt til fødevarer

PRODUKTDATABLAD

Wiegand doseringsæsker

Sortimentsoversigt

Varenr.	Varebeskrivelse	Størrelse	Salgsenhed	Ref. Nr.
7702009	doseringsæske nr. 11, langt låg, uden tryk	22,5x5x2 cm	krt a 500 stk	11
7702010	doseringsæske nr. 11, langt låg, start aften	22,5x5x2 cm	krt a 500 stk	113
7702011	doseringsæske nr. 11, langt låg, start morgen	22,5x5x2 cm	krt a 500 stk	111
7702012	doseringsæske nr. 11, langt låg, start middag	22,5x5x2 cm	krt a 500 stk	112
7702019	langt låg til nr. 11		ps a 250 stk - 5 pk a 50	19
7706091	ugebox til nr. 11 æsker- nr. 91 m. låg	25x17x5,5 cm	krt a 20 stk	9199
7702100	doseringsæske nr. 1 m. låg, uden tryk	16,5x5x2 cm	stk	0109
7707001	ugesæt nr. 1 a 7 æsker med ugedage og låg		krt a 100 sæt	1
7707009	kort ekstra låg til nr. 1		krt a 50 stk	9
7706094	ugesæt nr. 1 a 7 æsker m. ugedage i blå nylonmappe		krt a 30 sæt	94
7702014	æske nr.171 m. låg neutral, m. 3 mobile rumdelere	26x10x2 cm	krt a 100 stk	171
7702015	ekstra rumdelere til æske nr. 171		pk a 75 stk	172