

# PRODUKTDATABLAD

## Eco Medicinbægre med tilhørende låg

Medicinbægre og låg beregnet til flydende medicin eller til tabletter. Til éngangsbrug.

Eco målebægre er udviklet for at kunne leve op til fremtidens krav om mere miljøvenlige produkter, og består derfor af en mindre mængde plastik end traditionelt for denne produkttype. Bægrene er lavet af fødevarer-godkendt, BPA fri polypropylen, og er individuelt markeret med genanvendelsessymbol.

- 30 ml bæger gradueret for hver ml. Skalaen er klar, pålidelig og let at aflæse, og den bliver **ikke** utydelig ved påfyldning af tyktflydende væsker f.eks. paraffinolie
- CE-mærket: Opfylder direktivet for medicinsk udstyr, MDD93 / 42 / ECC. Referencenummer for bemyndigende organ (CE nummer) er præget i bunden af bægrene.
- Mere behagelig drikke kant, føles glat mod læberne.
- Forbedret gribefunktion til patienten
- Stabil topkant for nem håndtering.
- Fås i 5 farver
- Fremstillet i Sverige
- Kan lukkes med et klemlåg der kan skrives på



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Bægre: Polypropylen	Låg: Polyethylen
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej	
<b>Latex:</b>	Nej	
<b>CE klassifikation:</b>	Medicinsk udstyr kl.1-m	
<b>Steril vare:</b>	Nej	
<b>Særlig mærkning:</b>	Nej	
<b>Holdbarhed uåbnet /åbnet:</b>	Ubegrænset	
<b>Emballage:</b>	Inder: letvægts PE pose Yder: FSC certificeret papkarton	
<b>Affaldshåndtering produkter og emballage:</b>	Kan sorteres til genanvendelse	

# PRODUKTDATABLAD

## Eco Medicinbægre med tilhørende låg

### Sortimentsoversigt

Varenr.	Varebeskrivelse	Indhold	Salgsenhed	Ref. Nr.
7770000	Eco medicinbæger med graduering	30 ml	ps a 90 stk - krt a 100 ps	01350
7770001	Eco medicinbæger med graduering	30 ml	ps a 90 stk - krt a 100 ps	01351
7770002	Eco medicinbæger med graduering	30 ml	ps a 90 stk - krt a 100 ps	01352
7770003	Eco medicinbæger med graduering	30 ml	ps a 90 stk - krt a 100 ps	01353
7770004	Eco medicinbæger med graduering	30 ml	ps a 90 stk - krt a 100 ps	01354
7770005	Låg til Eco medicinbæger	Ø 38 mm	ps a 500 stk - krt a 18 ps	00364