

PRODUKTDATABLAD

Sol-M kanyler og optræk

Sol-M tilbyder et bredt udvalg af kanyler med fokus på patient komfort.

- Ekstra skarpe – minimerer patient ubehag
- Farvekodet ender
- Nål af rustfrit stål
- Fri for DEHP, PVC og latex



Indholdsstoffer/materiale:	Rustfrit stål, polypropylen
PVC/ftalater:	Nej/nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Ila
Steril:	Ja
Opbevaring:	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og væk fra direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Genbrug/forbrænding
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Sol-M kanyler og optræk

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
7900455	Sol-M	Kanyle, hvid, steril	16G x 1 1/2", 1,6 mm x 40 mm	Æske a 100 stk. - krt a 1000 st	111615
7900456	Sol-M	Kanyle, pink, steril	18G x 1", 1,2 mm x 25 mm	æske a 100 stk. - krt a 1000 st	111810
7900457	Sol-M	Kanyle, pink, steril	18G x 1 1/2", 1,2 mm x 40 mm	Æske a 100 stk. - krt a 1000 st	111815
7900458	Sol-M	Kanyle, beige, steril	19G x 1", 1,1 mm x 25 mm	Æske a 100 stk. - krt a 1000 st	111910
7900459	Sol-M	Kanyle, beige, steril	19G x 1 1/2", 1,1 mm x 40 mm	Æske a 100 stk. - krt a 1000 st	111915
7900460	Sol-M	Kanyle, gul, steril	20G x 1", 0,9 mm x 25 mm	Æske a 100 stk. - krt a 1000 st	112010
7900461	Sol-M	Kanyle, gul, steril	20G x 1 1/2", 0,9 mm x 40 mm	Æske a 100 stk. - krt a 1000 st	112015
7900462	Sol-M	Kanyle, grøn, steril	21G x 1", 0,8 mm x 25 mm	Æske a 100 stk. - krt a 1000 st	112110
7900463	Sol-M	Kanyle, grøn, steril	21G x 1 1/2", 0,8 mm x 40 mm	Æske a 100 stk. - krt a 1000 st	112115
7900464	Sol-M	Kanyle, sort, steril	22G x 1", 0,9 mm x 25 mm	Æske a 100 stk. - krt a 1000 st	112210
7900465	Sol-M	Kanyle, sort, steril	22G x 1 1/2", 0,7 mm x 40 mm	Æske a 100 stk. - krt a 1000 st	112215
7900466	Sol-M	Kanyle, sort, steril	22G x 1 1/4", 0,7 mm x 30 mm	Æske a 100 stk. - krt a 1000 st	1122125
7900467	Sol-M	Kanyle, blå, steril	23G x 1", 0,6 mm x 25 mm	Æske a 100 stk. - krt a 1000 st	112310
7900468	Sol-M	Kanyle, blå, steril	23G x 1 1/4", 0,6 mm x 30 mm	Æske a 100 stk. - krt a 1000 st	1123125
7900469	Sol-M	Kanyle, lilla, steril	24G x 1", 0,55 mm x 25 mm	Æske a 100 stk. - krt a 1000 st	112410
7900470	Sol-M	Kanyle, orange, steril	25G x 1", 0,5 mm x 25 mm	Æske a 100 stk. - krt a 1000 st	112510
7900471	Sol-M	Kanyle, orange, steril	25G x 5/8", 0,5 mm x 16 mm	Æske a 100 stk. - krt a 1000 st	112506
7900472	Sol-M	Kanyle, brun, steril	26G x 1/2", 0,45 mm x 12 mm	Æske a 100 stk. - krt a 1000 st	112612
7900473	Sol-M	Kanyle, brun, steril	26G x 3/8", 0,45 mm x 10 mm	Æske a 100 stk. - krt a 1000 st	112638
7900474	Sol-M	Kanyle, brun, steril	26G x 5/8", 0,45 mm x 16 mm	Æske a 100 stk. - krt a 1000 st	112658

PRODUKTDATABLAD

Sol-M kanyler og optræk

7900475	Sol-M	Kanyle, grå, steril	27G x 1/2", 0,4 mm x 13 mm	Æske a 100 stk. - krt a 1000 st	112705
7900476	Sol-M	Kanyle, grå, steril	27G x 3/4", 0,4 mm x 19 mm	Æske a 100 stk. - krt a 1000 st	112734
7900477	Sol-M	Kanyle, rød, steril	29G x 1/2", 0,33 mm x 12,5 mm	Æske a 100 stk. - krt a 1000 st	112905
7900478	Sol-M	Kanyle, lys gul, steril	30G x 1", 0,3 mm x 13 mm	Æske a 100 stk. - krt a 1000 st	113010
7900479	Sol-M	Kanyle, lys gul, steril	30G x 1/2", 0,3 mm x 13 mm	Æske a 100 stk. - krt a 1000 st	113005
7900480	Sol-M	Kanyle, mørk blå, steril	31G x 1/2", 0,29 mm x 13 mm	Æske a 100 stk. - krt a 1000 st	113112
7900481	Sol-M	Kanyle, pink, steril	18G x 2", 1,2 mm x 50 mm	Æske a 100 stk. - krt a 1000 st	111820
7900482	Sol-M	Kanyle, beige, steril	19G x 2", 1,1 mm x 50 mm	Æske a 100 stk. - krt a 1000 st	111920
7900483	Sol-M	Kanyle, grøn, steril	21G x 2", 0,8 mm x 50 mm	Æske a 100 stk. - krt a 1000 st	112120
7900485	Sol-M	Kanyle, optræk, stump, rosa, steril	16G x 1 1/2", 1,6 mm x 40 mm	Æske a 100 stk. - krt a 1000 st	110026
7900486	Sol-M	Kanyle, optræk, stump, rosa, steril	18G x 1", 1,2 mm x 25 mm	Æske a 100 stk. - krt a 1000 st	110021
7900487	Sol-M	Kanyle, optræk, stump, rosa, steril	18G x 1 1/2", 1,2 mm x 40 mm	Æske a 100 stk. - krt a 1000 st	110022
7900488	Sol-M	Kanyle, optræk, stump, rosa, steril	18G x 2", 1,2 mm x 50 mm	Æske a 100 stk. - krt a 1000 st	110023
7900489	Sol-M	Kanyle, optræk, stump, m/filter, lilla, steril	18G x 1 1/2", 1,2 mm x 40 mm	Æske a 100 stk. - krt a 1000 st	110022F
7900490	Sol-M	Kanyle, optræk, stump, m/filter, lilla, steril	18G x 2", 1,2 mm x 50 mm	Æske a 100 stk. - krt a 1000 st	110023F