

PRODUKTDATABLAD

Sol-M sprøjter, luer, 3 komp, steril

- Transparent rør – gør det nemt at se sprøjte indholdet
- Stort og stabilt fingergreb – sikrer stabilitet og komfort under injektionen
- Fri for latex, DEHP og PVC



Indholdsstoffer/materiale:	Polypropylen
PVC/ftalater:	Nej/nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Ila
Steril:	Ja
Opbevaring:	Tørt, ved stuetemperatur og væk fra direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/genbrug
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Sol-M sprøjter, luer, 3 komp, steril

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
7900491	Sol-M	Sprøjte, luer, 3-komp., lav død volume, steril	1 ml	Æske a 100 stk. - krt a 8 æsker	180011LDS
7900492	Sol-M	Sprøjte, luer, 3-komp., steril	1 ml	Æske a 100 stk. - krt a 8 æsker	180011
7900493	Sol-M	Sprøjte, luer, 3-komp., steril	3 ml	Æske a 100 stk. - krt a 8 æsker	180003ST
7900494	Sol-M	Sprøjte, luer, 3-komp., steril	5 ml	Æske a 100 stk. - krt a 8 æsker	180005ST
7900495	Sol-M	Sprøjte, luer, 3-komp., steril	10 ml	Æske a 100 stk. - krt a 12 æsker	180010ST
7900496	Sol-M	Sprøjte, luer, 3-komp., excentrisk, steril	10 ml	Æske a 100 stk. - krt a 12 æske	180010ET
7900497	Sol-M	Sprøjte, luer, 3-komp., steril	20 ml	Æske a 100 stk. - krt a 8 æsker	180020ST
7900498	Sol-M	Sprøjte, luer, 3-komp., excentrisk, steril	20 ml	Æske a 100 stk. - krt a 8 æsker	180020ET
7900499	Sol-M	Sprøjte, luer, 3-komp., excentrisk, steril	60 ml	Æske a 30 stk. - krt a 8 æsker	180060ET
7900500	Sol-M	Sprøjte, luer, 3-komp., CT, steril	60 ml	Æske a 30 stk. - krt a 8 æsker	180060CT
7900501	Sol-M	Sprøjte, luer lock, 3-komp., polycarbonate, steril	1 ml	Æske a 100 stk. - krt a 8 æsker	180001
7900502	Sol-M	Sprøjte, luer lock, 3-komp., steril,	1 ml	Æske a 100 stk. - krt a 8 æsker	P180001PP
7900503	Sol-M	Sprøjte, luer lock, 3-komp., steril	3 ml	Æske a 100 stk. - krt a 8 æsker	180003
7900504	Sol-M	Sprøjte, luer lock, 3-komp., steril	5 ml	æske a 100 stk - krt a 8 æsker	180005

PRODUKTDATABLAD

Sol-M sprøjter, luer, 3 komp, steril

7900505	Sol-M	Sprøjte, luer lock, 3-komp., steril	10 ml	Æske a 100 stk. - krt a 12 æske	180010
7900506	Sol-M	Sprøjte, luer lock, 3-komp., steril	20 ml	Æske a 100 stk. - krt a 8 æsker	180020
7900507	Sol-M	Sprøjte, luer lock, 3-komp., steril	30 ml	Æske a 50 stk. - krt a 8 æsker	180030
7900508	Sol-M	sprøjte, luer lock, 3-komp., steril	60 ml	Æske a 30 stk. - krt a 8 æsker	180060