

PRODUKTDATABLAD

Dobbeltindstillelige albuestokke

Dobbeltindstillelige Albuestokke

Albuestokken er et hjælpemiddel til brugere med nedsat gangfunktion, og modellen kan benyttes både inde og ude. Albuestokken er designet i letvægtsaluminium og med håndtag udført i et blødt materiale, så den er behagelig at bruge hele dagen. Albuestokkene er dobbeltindstillelige og højdejusteres let til den enkelte brugers behov ved hjælp af enten trykfjeder eller clips, og øger derved mobiliseringen og selvstændigheden.

Plastikdelene er fiberglas-forstærket, hvilket gør dem stærke, men fleksible. Armbøjlen er komfortabel og dens design skaber en god støtte til armen.

Albuestokken leveres med dupsko af naturgummi. Dupskoen har en stor ringprofil, og den indstøbte metalbund giver større holdbarhed, samt et bedre greb.



Indholdsstoffer/materiale:	Aluminium, fiberforstærket plastik, naturgummi
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Ja
Steril:	Nej
Opbevaring:	-
Holdbarhed fra produktionsdato:	-
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/genbrug
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Dobbeltindstillelige albuestokke

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Max. Belastning	Ref. nr.
7900183	Dobbeltindstillelig albuestok	Anatomisk håndtag, højre version, indstillelig via clips	150 kg	332CASKw-R
7900184	Dobbeltindstillelig albuestok	Anatomisk håndtag, venstre version, indstillelig via clips	150 kg	332CASKw-L
7900189	Dobbeltindstillelig albuestok	Blødt standard håndtag, indstillelig via Clips	150 kg	332CSKSw

Tilbehør



Isdupsko m. 5 pigge



Isdupsko m. 1 pig



Armbøjlepude



Håndgrebspolstring