

# PRODUKTDATABLAD

## MiniONE Målestav

MiniONE Målestav anvendes til opmåling og korrekt tilpasning af gastrostomi- og knapsonde.



<b>Materialer:</b>	Fremstillet af silikone. Fri for latex.
<b>Indikation:</b>	Anvendes til opmåling og korrekt tilpasning af gastrostomi- og knapsonde.
<b>Klassifikation:</b>	Ila
<b>Steril vare:</b>	Steriliseret med ethylenoxid.
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares tørt ved stuetemperatur og uden direkte sollys.
<b>Holdbarhed:</b>	Holdbar i 3 år efter produktionsdatoen. Se datomærkning på emballagen.

### Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
8504131	MiniONE	Målestav for Button	-	1 stk.	1704

### For sundhedsfagligt personale