

PRODUKTDATABLAD

Autodrop og Autosqueeze

Autodrop flaskeholder er et hjælpemiddel, til patienter som har svært ved at selv-administrere øjendråber. Holderen sørger for, at patienten holder øjet åbent mens dråben falder rigtigt ned i øjet.

Autosqueeze flaskeklemme er velegnet til patienter med nedsat kraft i hænderne, eller til plejepersonale som administrerer medicin til mange patienter hver dag ved at mindske belastningen på hånden.

Autodrop flaskeholder og Autosqueeze klemme kan kombineres som effektivt hjælpemiddel til synshandicappede eller fysisk svækkede patienter til selv at kunne administrere øjendråber.

Autodrop og Autosqueeze bør kun bruges til én patient, og kasseres efter endt behandling.



Indholdsstoffer/materiale:	PP
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Tørt, ved stuetemperatur
Holdbarhed uåbnet:	5 år
Holdbarhed åbnet:	Til ca. 3 ugers behandling ved korrekt anvendelse
Bortskaffelse vare:	Forbrænding/Genbrug
Bortskaffelse emballage:	Forbrænding/Genbrug
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Autodrop og Autosqueeze

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
8995011	Autodrop	Flaskeholder til øjendrypning	Æske a 10 stk.	OP6000
5995016	Autosqueeze	Flaskeklemme	Æske a 1 stk. – Krt. a 400 stk.	OP6100