



PRODUKTDATABLAD

CONTOUR®NEXT blodsukkerapparat



CONTOUR®NEXT er et nøjagtigt blodsukkerapparat med store brugervenlige knapper og tal. Apparatet er nemt at anvende og klar til brug direkte fra æsken.

Apparatet har SmartLIGHT® funktion, der giver dig farvekodet tilbagemelding på, om dit resultat er over, under eller indenfor dit målområde. Personlige målområder kan indstilles direkte på apparatet. Med Second-Chance® fyldning får du mulighed for at tilføje mere blod til samme teststrimmel indenfor 60 sek. Dermed undgår du ekstra fingerprik og teststrimmelspild.

CONTOUR®NEXT apparatet har Bluetooth® overførsel, så resultater kan overføres automatisk til CONTOUR®DIABETES app, der kan bruges på stort set alle smartphones. For liste med kompatible mobiltelefoner se: contourone.com

CONTOUR®NEXT apparatet tilbyder dig sammen med CONTOUR®DIABETES app en løsning, der hjælper dig til at se dine resultater i sammenhæng. Det giver dig mulighed for bedre håndtering af din diabetes.



| Vare nr. | Varebeskrivelse | Indhold |
|----------|--------------------------------|---------|
| 90008855 | CONTOUR®NEXT blodsukkerapparat | 1 stk. |
| 84030881 | CONTOUR®NEXT teststrimler | 50 stk. |

CE klassifikation:

Ja/IVDD List B, 2797

Opfylder de til enhver tid gældende love, direktiver, standarder og branchenormer:

Ja

Kodes/kalibreres:

Nej

Måleområde:

0,6 - 33,3 mmol/L

Blodmængde:

0,6 µL

Blodet suges fra:

Spidsen af teststrimmel

Måletid:

5 sekunder

Gennemsnit:

7, 14, 30 og 90 - dagsgennemsnit

Hukommelse:

800 resultater

Teststrimler som passer til apparatet:

CONTOUR[®]NEXT

Teststrimlers holdbarhed fra produktion:

2 år

Apparatets driftstemperatur:

+5 °C til +45 °C

Apparatets mål:

7,9 x 5,6 x 1,8 cm

Etui størrelse:

11 x 13 cm

Batchnummer:

Ja

Genopfyldning af teststrimler:

Ja, 60 sekunder

Trådløs overførsel til anden enhed:

Ja, via Bluetooth[®]

Data overførsel til PC:

Ja, via Micro USB datakabel

Alarm:

Mulighed for påmindelse efter måltid

Måltidsmarkering:

Ja, fastende, før måltid og efter måltid

Lys i strimmelport:

Ja

Batteri:

2 stk. 3V CR2032 eller DL2032

225 mAh kapacitet

Dansk mærkning på emballagen:

Ja

Dansk brugsanvisning:

Ja

Holdbarhed på teststrimler fra åbning:

Til udløbsdato på pakken

Garanti:

5 år

PVC/ftalater:

Nej

Latex:

Nej

Steril vare/metode:

Nej

Bortskaffelse:

Se brugervejledning